

CATALOGUE PETIT MATERIEL D'HEBERGEMENT

Soucieuse de vous offrir toujours plus de services,
la société GENESTIL
est le distributeur de la gamme UNO
de matériel d'hébergement
pour animaux de laboratoire :

- Cages makrolon
- Biberons
- Supports


Notre équipe reste à votre entière disposition pour
vous apporter tous les renseignements souhaités.

N'hésitez pas à nous contacter.



CAGES MACROLON

Réf.	Type	Butée d'empilage	Hauteur (cm)	Fond (cm)	Dessus (cm)	Surface (cm ²)	Poids (g)
03 12 00 134	Type I Long	oui	130	300x120	332x150	360	465
03 12 00 129	Type II	oui	140	225x167	267x208	375	490
03 12 00 200	Type II Long	oui	140	325x170	345x207	552,5	611
03 12 00 256	Type III	oui	150	382x220	427x267	840	980
03 12 00 133	Type III H	oui	180	378x217	427x267	820	1195
03 12 00 126	Type IV	oui	195	556x324	600x380	1875	2150
03 12 00 135	Type IV S	oui	208	315x435	500x380	1370	1910



CAGES POLYPROPYLENE

Réf.	Type		Hauteur (cm)	Fond (cm)	Dessus (cm)	Surface (cm ²)	Poids (g)
03 13 00 127	Type II	Non	140	225x167	267x208	375	485
03 13 00 128	Type III	Non	150	382x220	427x267	840	975

GRILLES ET ACCESSOIRES

GRILLES INOX

Réf.	Type
03 01 00 155	Type I Long
03 01 00 059	Type II
03 01 00 269	Type II
03 01 00 075	Type II Long
03 01 00 054	Type III
03 01 00 160	Type III H
03 01 00 070	Type IV
03 01 00 171	Type IV H
03 01 00 172	Type IV S

CLOISONS INOX

Réf.	Type
03 01 00 255	Type I Long
03 01 00 255	Type II
03 01 00 175	Type III
03 01 00 055	Type III
03 01 00 069	Type IV
03 01 00 065	Type IV S

PORTE-ÉTIQUETTES INOX

Réf.	Dimension du porte-étiquette	Format de l'étiquette
03 01 00 257	75 x 95 mm	Din A7 (74 x105 mm)
10 01 00 024	100 x 140 mm	Din A6 (105 x 148 mm)

BIBERONS

BIBERONS

Réf.	Capacité	Matériau	Hauteur	Diamètre	Compatible avec
05 12 00 030	150 ml	macrolon	90 mm	Ø 60 mm	Capsule inox avec joint
05 12 00 031	300 ml	macrolon	140 mm	Ø 60 mm	Bouchon néoprène
05 12 00 132	300 ml	macrolon	140 mm	Ø 56 mm	Capsule inox avec joint ou bouchon néoprène
05 12 00 034	400 ml	macrolon	120 mm	carré 72 mm	Capsule inox avec joint ou bouchon néoprène
05 12 00 033	500 ml	macrolon	140 mm	Ø 82 mm	Capsule inox sans joint
05 12 00 032	750 ml	macrolon	185 mm	carré 72 mm	Capsule inox avec joint ou bouchon néoprène



750ML



500ML



400ML




300ML



250ML


DÉCAPSULEUR

SUPPORTS





BOUCHONS ET CANULES



BOUCHONS

Réf.		Description	Compatible avec
05 24 00 022		Bouchon néoprène avec plaque de protection inox	Biberons macrolon et canules inox

CANULES INOX

Réf.		Type	Longueur	Diamètre
05 01 00 016		TD100 – droite avec bille	63 mm	Ø 8 mm
05 01 00 017		TD101 – droite avec bille	89 mm	Ø 8 mm
05 01 00 025		BW101 - droite avec bille	127 mm	Ø 5/8''
05 01 00 028		P70 – droite sans bille	70 mm	Ø 8 mm
05 01 00 149		TD 200 – coudée	101 mm	Ø 8 mm
05 01 00 020		TD 201 – coudée	127 mm	Ø 8 mm
05 01 00 029		TD 199 – coudée sans bille	71 mm	Ø 8 mm

CAPSULES INOX

Réf.		Matériau	Longueur de la canule	Diamètre de la canule	Compatible avec
05 01 00 030		inox	0 mm		Biberons macrolon
05 01 00 035		inox	40 mm	Ø 8 mm	Biberons macrolon
05 01 00 147		inox	25 mm	Ø 8 mm	Biberons macrolon

JOINT SILICONE

Réf.	Matériau
05 24 00 023	silicone

CAGES FILTRANTES

CAGES FILTRANTES COMPLETES

Réf.	Type	Hauteur	Dessus	Surface
03 12 00 260	cage complète type II	140	267x208	375
03 12 00 230	cage complète Type III	150	427x267	840

COMPOSANTS DES CAGES FILTRANTES

Réf.	Type	Matériau	Caractéristiques
Modèle Type II			
03 12 00 129	Cage type II	macrolon	Avec butée d'empilage
03 12 00 269	Grille type II	inox	
03 12 00 261	couvercle type II	macrolon	
03 12 00 262	support type II	Macrolon	
03 12 00 233	écrou	Macrolon	
03 34 00 265	filtre polyester type II	Macrolon	
03 12 00 234	2 clips	macrolon	
03 34 00 265	filtre polyester type II	polyester	
03 01 00 259	porte étiquette type II	inox	
Modèle Type III			
03 12 00 256	Cage type III	macrolon	Avec butée d'empilage
03 01 00 238	Grille type III	inox	
03 12 00 231	couvercle type III	macrolon	
03 12 00 232	support type II	Macrolon	
03 12 00 233	écrou	Macrolon	
03 34 00 235	filtre polyester type III	Macrolon	
03 12 00 234	2 clips	macrolon	
03 34 00 235	filtre polyester type III	polyester	
03 01 00 259	porte étiquette type III	inox	




Schéma des différents composants d'une cage filtrante UNO