

FICHE SIGNALÉTIQUE

Fabricant : Pharmacal Research Laboratories, Inc., 33 Great Hill Road, Naugatuck, CT 06770
(203) 729-5237, 800 243-5350, FAX (203) 729-5230

Fournisseur : Produits et fournitures pharmaceutiques DVM, 1240, rue Beaulac, Montréal (Québec)
H4R 1R7, (514) 489-3785, FAX (514) 337-1149

NFPA	HMIS
Santé-2 Feu-0 Réact-2	Santé-2 Feu-0 Réact-0

DATE DE PUBLICATION : 01/10/01

I. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET NUMÉRO À COMPOSER EN CAS D'URGENCE

APPELLATION COMMERCIALE : CLIDOX-S® ACTIVATOR

CODE DE PRODUIT : 951

APPELLATION CHIMIQUE ACIDE HYDROXYACÉTIQUE

NUMÉRO CAS : 79-14-1

APPARENCE ET ODEUR DU PRODUIT : LIQUIDE CLAIR - FAIBLE ODEUR DE CARMEL

NUMÉRO EN CAS D'URGENCE : CHEMTREC PRODUITS CHIMIQUES
1 800 424-9300

II. CONSTITUANTS ET DANGERS

CONSTITUANTS	N° CAS DES CONSTITUANTS	CONCENTRATION APPROXIMATIVE
ACIDE HYDROXYACÉTIQUE	79-14-1	9,5 %

III. MESURES D'URGENCE ET DE PREMIERS SOINS

CONTACT AVEC LES YEUX RINCER À GRANDE EAU PENDANT AU MOINS
15 MINUTES - CONSULTER UN MÉDECIN

CONTACT AVEC LA PEAU RINCER AVEC DE L'EAU

INHALATION AMENER LA PERSONNE À L'AIR FRAIS

INGESTION BOIRE DU LAIT, DES BLANCS D'OEUFS CRUS, UNE SOLUTION DE GÉLATINE OU DE GRANDES QUANTITÉS D'EAU - **NE PAS FAIRE VOMIR** - CONSULTER UN MÉDECIN

IV. RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

POINT D'ÉCLAIR (MINIMUM) :	ININFLAMMABLE
TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION :	S.O.
PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DES MANIPULATIONS :	GARDER DANS UN LOCAL BIEN VENTILÉ - ENTREPOSER À PLUS DE 10 °C (50 °F)
LIMITES D'INFLAMMABILITÉ OU D'EXPLOSION (% APPROX. PAR VOLUME D'AIR) :	S.O.
AGENT EXTINCTEUR ET PROCÉDÉ D'ATTAQUE DES FEUX :	TOUT PRODUIT CONVENANT À UN TYPE D'INCENDIE IMPLIQUANT DE L'ACIDE HYDROXYACÉTIQUE
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION SOUS L'EFFET DES FLAMMES :	LE CONTACT AVEC DES MÉTAUX PEUT PRODUIRE DE L'HYDROGÈNE INFLAMMABLE
AVERTISSEMENT À PROPOS DES CONTENANTS «VIDES» :	RINCER LE CONTENANT À FOND AVEC DE L'EAU - LE JETER CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTS EN VIGUEUR

V. INFORMATION RELATIVE À LA SANTÉ ET AUX DANGERS

VARIABILITÉ D'UNE PERSONNE À L'AUTRE :	INCONNUE
EFFETS D'UNE SUREXPOSITION (SIGNES ET SYMPTÔMES D'EXPOSITION) :	AUCUN RÉPERTORIÉ
NATURE DES DANGERS ET INFORMATION SUR LA TOXICITÉ :	
TOXICITÉ ORALE AIGUË :	MOINS DE 5 g/kg

IRRITATION DE LA PEAU :	LE PRODUIT N'EST PAS UN IRRITANT PRIMAIRE DE LA PEAU
cote d'irritation primaire (index) :	0,34
IRRITATION DES YEUX :	LE PRODUIT N'EST PAS UN IRRITANT PRIMAIRE DES YEUX
cote maximale moyenne :	0,7

VI. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

LES DONNÉES SUIVANTES SONT DES VALEURS APPROXIMATIVES OU TYPIQUES ET NE DOIVENT PAS SERVIR À DES FINS DE CALCULS PRÉCIS.

POINT D'ÉBULLITION	112 °C
DENSITÉ RELATIVE	1,03
MASSE MOLÉCULAIRE	SOLUTION
pH	2,0
POINT D'ÉCOULEMENT, DE CONGÉLATION OU DE FUSION	10 °C
TENSION DE VAPEUR	MÊME QUE L'EAU
DENSITÉ DE VAPEUR (AIR=1)	MÊME QUE L'EAU
POURCENTAGE DE MATIÈRES VOLATILES EN VOLUME	4,0 %
VITESSE D'ÉVAPORATION À 1 ATM ET 25 °C (ACÉTATE DE N-BUTYLE=1)	MOINS QUE 1
SOLUBILITÉ DANS L'EAU À 1 ATM ET 25 °C	COMPLÈTE

VII. RÉACTIVITÉ

RÉAGIT AVEC DES MÉTAUX ET DES OXYDANTS PUISSANTS POUR PRODUIRE DE L'HYDROGÈNE, DES OXYDES ET DE L'AZOTE

VIII. MESURES À PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DE DÉVERSEMENT

MESURES À PRENDRE SI LE PRODUIT EST RENVERSÉ OU S'ÉCHAPPE DU CONTENANT : NEUTRALISER AVEC DE LA CHAUX OU DU BICARBONATE DE SOUDE - RINCER ABONDAMMENT EN DIRIGEANT LES RINÇURES VERS LE TUYAU D'ÉVACUATION SOUS RÉSERVE DES RÈGLEMENTS EN VIGUEUR

IX. PROTECTION ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

VENTILATION :	VENTILATION PAR ASPIRATION À LA SOURCE
PROTECTION RESPIRATOIRE :	AUCUNE
GANTS PROTECTEURS :	GANTS DE CAOUTCHOUC
PROTECTION DES YEUX :	LUNETTES CONTRE LES PROJECTIONS LIQUIDES
AUTRE ÉQUIPEMENT DE PROTECTION :	TABLIER EN CAOUTCHOUC BUTYLE
MÉTHODES DE TRAVAIL / MESURES D'INGÉNIERIE :	AUCUNE
HYGIÈNE PERSONNELLE :	ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LES YEUX, LA PEAU OU LES VÊTEMENTS - SE LAVER À FOND APRÈS UTILISATION

X. INFORMATION QUANT AU TRANSPORT

INFORMATION SUR LES INCIDENTS DE TRANSPORT :	NON RÉGLEMENTÉ COMME UN PRODUIT DANGEREUX PAR LE DOT
NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU DOT	S.O.
DESCRIPTION DU PRODUIT AUX FINS DU TRANSPORT :	DÉSINFECTANTS, NSA, ARTICLE 57100, SUB 3

L'INFORMATION ET LES RECOMMANDATIONS CONTENUES DANS LA PRÉSENTE FICHE SIGNALÉTIQUE ÉTAIENT, À LA CONNAISSANCE DE PHARMACAL, JUSTES ET FIABLES À LA DATE DE LEUR PUBLICATION. PHARMACAL NE GARANTIT TOUTEFOIS AUCUNEMENT LEUR JUSTESSE OU LEUR FIABILITÉ ET SE DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AUX PERTES OU AUX DOMMAGES SUBIS PAR SUITE DE LEUR UTILISATION.

L'INFORMATION ET LES RECOMMANDATIONS FOURNIES LE SONT AUX FINS D'ÉTUDE ET

D'EXAMEN PAR L'UTILISATEUR. IL APPARTIENT À CE DERNIER DE S'ASSURER QU'ELLES SONT COMPLÈTES ET PERTINENTES POUR L'USAGE QU'IL COMPTE EN FAIRE.

PHARMACAL RESEARCH LABORATORIES, INC. INCLUT LES CLASSEMENTS ÉTABLIS PAR LE HAZARDOUS MATERIALS IDENTIFICATION SYSTEM (HMIS) ET LA NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA) DES ÉTATS-UNIS COMME SUPPLÉMENT D'INFORMATION SUR LA SANTÉ ET LE CLASSEMENT DES DANGERS. LES CLASSEMENTS RECOMMANDÉS SONT FONDÉS SUR LES CRITÈRES FOURNIS PAR LES AUTEURS DE CES SYSTÈMES DE CLASSEMENT AINSI QUE SUR L'INTERPRÉTATION QUE FAIT PHARMACAL DES DONNÉES DISPONIBLES.