

RAMPE DE REMPLISSAGE

Construction en acier inox 18/10 AISI 304



- Biberons de 100 à 1000 ml
- Vanne 1/4 de tour acier inox AISI 316
- Alimentation par raccord rapide inox
- Patins caoutchouc non tachant
- Capacité : sur mesure
- Glissières pour maintenir les paniers

Dimensions standards hors tout pour paniers de 12 biberons

- Longueur : 400 mm
- Largeur : 285 mm
- Hauteur : 405 mm

Autres dimensions réalisables pour tout type de panier porte biberons

Adapté pour utilisation sur :

- paillasse
- bac
- chariot mobile avec bac de rétention

