

POSTES À EUTHANASIE AU CO₂

CHARIOT STANDARD

Poste composé des éléments suivants :

- **chariot porte-bouteille**

construction en acier inox 18/10 AISI 304
4 roues Ø 125 dont 2 avec freins
plateau porte-bouteilles
dimensions hors-tout : 650 * 900 * 1100 mm

- **cuve**

construction en acier inox 18/10 AISI 304
cuve amovible avec oculus en plexiglas
fermeture par grenouillère
arrivée du gaz par vanne de remplissage
évacuation par orifice avec clapet anti-retour
dimensions utiles : 450 * 350 * 350 mm (55 litres)

- **détendeur**

détendeur débitre à colonne à bille
réglage de débit de 1 à 30 litres / minute



Options disponibles

- **programmeur**

durée du cycle réglable
arrêt du cycle automatique

- **absorbeur de CO₂**

cuve d'eau pour humidifier le CO₂
cuve de granules de chaux sodée pour piéger le CO₂



CHAMBRES À EUTHANASIE

Cuves en plexiglas

2 modèles : cuves pour cages type II ou type III
couverture avec poignée
connexions pour entrée et sortie du CO₂
raccordement possible avec un programmeur et un absorbeur



Cuve en acrylate

cuve pour 5 à 10 souris ou 1 rat
dimensions : 150*250*130 mm
couverture coulissante
connexions pour entrée et sortie du CO₂
raccordement possible avec un programmeur et un absorbeur



Contactez-nous pour toute demande d'équipement sur mesure.