

L'immobilisation sans stress des animaux et la souplesse pour des procédures sur des cobayes, rongeurs ou lapins !



THE SNUGGLE FAMILY





Cobayes SNUGGLE



Rongeurs SNUGGLE



Lapins SNUGGLE

MANIPULER AVEC SOINS

Les petits animaux sont sensibles au stress et nécessitent une manipulation avec précaution. Toute procédure requiert habituellement 2 personnes : l'une pour maintenir l'animal, l'autre pour procéder à l'intervention. Cette méthode entraîne alors un stress et un manque de confort pouvant interférer avec les résultats.

Le "SNUGGLE FAMILY" utilise le principe d'un cocon plutôt que d'une structure rigide. Les différents rabats permettent 2 fonctions : ils sont ajustables à la taille de l'animal pour une contention plus confortable, et leurs fermetures par velcro laissent en grande partie libre l'accès au corps de l'animal. Ainsi, la contention et l'intervention s'opèrent par une seule et même personne .

Le "Snuggle Family" est fabriqué à partir d'un matériau en canevas souple extrêmement durable. Le tissu est recouvert de nylon pour faciliter le nettoyage. Les larges rabats avec velcro permettent une flexibilité optimale facile d'utilisation et ajustable à chaque individu. Le "Snuggle Family" est disponible en plusieurs tailles pour mieux s'adapter à tout type d'animal, y compris une femelle gestante.

- * Prise de sang
- * Prélèvement vaginal
- * Examens vétérinaires
- * Gavage
- * Transport
- * etc.

Tailles disponibles :

Lapins - S, M, L, XL

Cobayes - S, M, L, XL

Rongeurs - XS, S, M, L, XL

Pour tout détail ou demande de prix, contactez-nous !

GENESTIL
1 rue du mesnil
60420 ROYAUCOURT
www.genestil.com

Tel: 03 44 51 733 88
FAX: 03 44 51 13 61
EMAIL : info@genestil.com